

**STR-300AU**

STRIPPANTE PER ORO

Colore : —

Uso : **Bagno**

Coordinate colore : —

**Descrizione del prodotto**

STR-300AU è uno strippante specifico per oro facile da usare e fornito esente da cianuri.

**Condizioni operative**

Parametro	Valore medio suggerito
Tempo di trattamento	500 secondi
Temperatura operativa	45 °C
Tensione operativa	—
Corrente operativa	—
Efficienza catodica	—
Velocità di strippaggio	—
Anodi	—
Agitazione	Moderata
Aspirazione	Necessaria

**Mantenimento del bagno galvanico**

Il consumo del prodotto è proporzionale alla quantità di oro disciolta. Normalmente è l'utilizzatore che in relazione alla diminuzione delle performance del prodotto decide quando cambiare la soluzione.

**Informazioni sulla sicurezza**

Fare riferimento alle schede di sicurezza per qualsiasi informazione relativa alla sicurezza ed allo smaltimento (MSDS).

**STR-300AU**

STRIPPANTE PER ORO

Colore : —

Uso : **Bagno**

Coordinate colore : —

**Preparazione del bagno galvanico**

Il prodotto STR-300AU viene fornito in forma concentrata, e deve essere diluito con acqua ed addizionata con il potassio cianuro per poter essere utilizzato. Per la preparazione di 10 litri di soluzione pronta all'uso , operare come segue :

1. Accendere l'aspirazione e utilizzare guanti ed occhiali protettivi prima di continuare con le operazioni di dissoluzione
2. Riempire la vasca con 1 L STR-300AU
3. Aggiungere 200 g di potassio cianuro agitando la soluzione.
4. A miselazione e dissoluzione ultimata, portare a volume con acqua, accendere la pompa filtro e la resistenza riscaldante impostando la temperatura desiderata

iniziare la lavorazione immergendo i pezzi da trattare per il tempo necessari

**Prodotti correlati**

Cod.Articolo	Descrizione	Colore	Confezione
ST010705	<b>STR-300AU</b> ( Strippante per oro )	—	5 L